


Airvo2

מערכת High Flow Nasal Cannula לתמיכה נשימתית.

ניתן לעבוד עם המערכת במצב ילדים ובמצב מבוגרים, המעבר בין המצבים יעשה ע"י לחיצה ארוכה (כ-5 שניות) על מקש 

מצב מבוגרים- מעל 15 ק"ג	מצב ילדים- עד 15 ק"ג	מסך
		
10-60 ל/ד	2-25 ל/ד	זרימה
לפי הקליניקה וע"פ הוראת רופא	2 ליטר לקילו וע"פ הוראת רופא	התאמת זרימה
31/34/37 מעלות צלזיוס	34 מעלות צלזיוס	טמפ'
<p>OPT942-Small</p> <p>OPT944-Medium</p> <p>OPP946-Large</p> 	<p>OPT316 - עד 20 ל/ד (פרפר)</p>  <p>OPT318 - עד 25 ל/ד (גוזל)</p>  <p>Neonatal Size</p> 	<p>ממשקים</p> <p>חד פעמי Single patient use תוקף- 7 ימים</p>
<p>טרכאוסטומי- OPT970</p> 	<p>טרכאוסטומי- OPT970</p> 	
900PT561	900PT561	<p>סט הנשמה</p> <p>חד פעמי Single patient use תוקף- 14 ימים</p>
		