

ט' בטבת, התשפ"א
24 דצמבר 2020
490691120

דף תשאול המתחסן האלרגי לקראת מתן תרכיב BNT162B2

תוצרת חברת Pfizer-BioNTech

אלרגיה מיידית (מתווכת IgE) הינה תגובה ייחודית לאלרגן allergen specific. לאור זאת, הסיכון לתגובה אלרגית לחיסון הקורונה אינו מוגבר ברוב המטופלים עם רקע אלרגי. האלרגנים הפונטציאלים הינם חומרים הנמצאים בחיסון עצמו. עד כה תוארו מקרים בודדים של אלרגיה לחיסון, חלקם ללא רקע אלרגי ידוע. לפיכך בכל מקום בו מתבצע החיסון יש לוודא הימצאות של ציוד המתאים לטיפול באנאפילקסיס.

יש לברר עם המטופל את גורם האלרגיה טרם החלטה על חיסון:

1. החיסון מותר

- קיום של רגישות לאלרגנים הבאים:
- אלרגנים נשאפים (קרדית אבק בית, חיות מחמד, אבקני צמחים)
- מזון
- תרופות בבליעה (כדורים, סירופ)
- לטקס
- חומר ניגוד רנטגני
- עקיצת דבורניים
- אורטיקריה כרונית ספונטנית, ללא גורם אלרגי ידוע

2. החיסון מותר, יש להשגיח 30 דקות לאחר חיסון

תגובה לאחד האלרגנים הנ"ל הייתה קשה (קוצר נשימה, התעלפות, ירידת לחץ דם).
המטופל/ת נושא/ת מזרק אפיפן בשל רגישות לאחד האלרגנים הנ"ל.

3. לא לחסן/יעוץ אלרגי

תגובה קשה לתרופה מוזרקת אחת או יותר (קוצר נשימה, התעלפות, ירידת לחץ דם).
התקפי אנאפילקסיס מסיבה לא ידוע או אבחנה של מסטוציטוזיס סיסטמי.

4. לא לחסן

תגובה אנאפילקטית לחיסון הקורונה או שידוע על אלרגיה לפוליאתילן גליקול (PEG).

* נכתב בהתאם להמלצות האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית.